



FemCap, Incorporated

Re: FemmyCycle® , coppetta mestruale con certificazione FDA

Vi ringraziamo per il vostro interesse nella FemmyCycle®. Per ottenere risultati ottimali con FemmyCycle®, pregasi seguire le istruzioni per l'uso allegate, tenendo in considerazione il vostro ciclo mestruale e la vostra anatomia. L'anatomia varia da donna a donna e spesso avvengono variazioni nella stessa donna a seconda della sua età, il numero di gravidanze e il suo stato emotivo.

Per i motivi precedentemente citati, la fase di apprendimento di FemmyCycle® per la donna media di solito si estende su tre cicli mestruali. Si consiglia pertanto di utilizzare un assorbente o salvaslip durante la fase di apprendimento o finché non si è completamente a proprio agio durante l'inserimento e siate in grado di stimare la frequenza con cui è necessario rimuoverla.

Le giovani donne che non hanno mai avuto rapporti o utilizzato tamponi inizialmente avranno difficoltà nell'utilizzo di FemmyCycle®. Le donne che hanno alterazioni anatomiche non saranno in grado di utilizzare questo prodotto.

La durata del ciclo mestruale e il volume variano da donna a donna. I cicli possono essere regolari o irregolari, con intervalli che variano da 22 giorni fino a 35 giorni. Il flusso può essere molto leggero o molto abbondante (in particolare nei primi 2 giorni). Queste variazioni influenzeranno il modo di usare FemmyCycle®, quindi si consiglia di familiarizzare principalmente con il proprio ciclo.

Nelle donne che usano metodi contraccettivi ormonali come pillola, anello vaginale, cerotto, o impianto (Implanon) si possono verificare episodi di sanguinamento imprevedibile.

FemmyCycle è molto confortevole, una volta inserita correttamente non si percepisce assolutamente la sua presenza.

Se avete delle domande a cui non si è fornita ancora una risposta, non esitate a contattare la nostra azienda. È inoltre possibile trovare le informazioni necessarie su : www.femmycycle.com.

Cordiali saluti,

Alfred

Alfred Shihata, MD
Medical Director